



Acqua ed Aria migliori...
... per una migliore qualità della Vita!



PROTEZIONE ACQUA



PROTEZIONE ARIA

sistema esclusivo di BIOH®

Cinisello Balsamo, 01/09/2022

SPETT.LE
ASL NAPOLI 3 SUD

OGGETTO:

Acquisto, montaggio, manutenzione con ritiro e smaltimento di n.700 filtri anti-Legionella presso il P.O. di Nola per un periodo di mesi 12

Numero RDO: 3143039

CIG: ZCF35CC64C

RELAZIONE TECNICA

BIOH GROUP FILTRAZIONE S.R.L.

+39 02 91474574
+39 02 93660785
info@biohfiltrazione.com
biohgroupfiltrazione@pec.it

www.biohfiltrazione.com
www.bioh.info Sede Legale e Sede

Sede Legale:
Via Margherita de Vizzi Viganò, 90
20092, Cinisello Balsamo (MI);

C.F. e P.I. 10621160968



ISO 16636:2015



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Tabella Rispondenza Caratteristiche Filtri

Caratteristiche Richieste	Riferimento Documentale
Filtro completo di erogatori finali contenenti membrana con grado di filtrazione non superiore a 0,2 micron che consenta la: - ritenzione microbica dei seguenti batteri patogeni: a) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>; b) <i>Brevundimonas Diminuta</i>; c) <i>Legionella pneumophila</i>.	Lo strato di pre-filtrazione garantisce una adeguata protezione della membrana filtrante finale da 0,1 µm che è stata validata con <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> (ATTC 15442), <i>Bacillus Clausii</i>, <i>Mycoplasma</i>, <i>Carica Batterica Totale</i>, <i>Aspergillus Niger</i>, <i>Mycobacterium</i>, <i>Legionella</i> e per il <i>Trattenimento Assoluto dei Microrganismi Secondo lo Standard ASTM F 838-05 con Brevundimonas Diminuta</i>. Fare riferimento al documento: Scheda Tecnica WF4C2S-DPSHF-2222 paragrafo 1.2
Acqua priva di contaminazione microbica batterica per un periodo di almeno tre (3) mesi	Filtro monouso per la produzione di acqua priva di batteri in genere (compresi funghi, protozoi ed altre particelle equivalenti) ai punti di utilizzo, studiato appositamente per le problematiche ospedaliere di potenziale contaminazione della rete idrica e idoneamente testato e validato per la produzione di acqua priva di microrganismi. Da impiegarsi a valle dell'erogatore oppure in linea per le procedure di lavaggio e pulizia dei dispositivi medici. In particolare per il trattenimento di <i>Legionella</i> il filtro è validato per una durata fino a 92 giorni. Fare riferimento al documento: Scheda Tecnica WF4C2S-DPSHF-2222 paragrafo 1.1
Presenza di certificazione di Dispositivo Medico minimo di Classe I	Dispositivo medico di Classe IIB, marcato CE 0476 ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i, RDM: 1197146, CND: V07
Presenza di marchiatura CE	Marcatura CE 0476 ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i Fare riferimento ai documenti: Scheda Tecnica WF4C2S-DPSHF-2222 paragrafo 5;

	Certificato CE - MED 31114 NUOVA SB rev 6
Confezionato singolarmente, Latex free e in confezione sterile	Confezione primaria: Monouso, Singola, Sterile, Apirogena; Assenza di lattice: tutti i materiali impiegati sono LATEX FREE (Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici). Fare riferimento ai documenti: Scheda Tecnica WF4C2S-DPSHF-2222 paragrafo 2.4, 4.1
Presenza di erogatore finale per la totale compatibilità con rubinetto e doccia	Si conferma

ELENCO ALLEGATI

- Scheda Tecnica WF4C2S-DPSHF-2222
- Certificato CE - MED 31114 NUOVA SB
- Certificato di conformità normativa
- Certificato di garanzia delle prestazioni



SCHEDA TECNICA

**FILTRO STERILE ANTIBATTERICO PER RETE IDRICA SBS
WF4C2S-DPSHF-2222**



MARCHIO CE 0476

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Caratteristiche	3
1.2 Generalità	3
1.3 Modello	3
1.4 Dimensioni	4
2. CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI	5
2.1 Applicazione e Descrizione d'uso	5
2.2 Test e Validazioni	5
2.3 Portata	5
2.4 Materiali	5
2.5 Resistenza	6
2.6 Ingresso e Uscita	6
3. IMPATTO AMBIENTALE	7
4. SICUREZZA	8
4.1 Caratteristiche	8
4.2 Etichetta	8
5. CONFORMITÀ	9
6. GARANZIA E PRESTAZIONI	9

1. INTRODUZIONE

1.1. Caratteristiche

Filtro monouso per la produzione di acqua priva di batteri in genere (compresi funghi, protozoi ed altre particelle equivalenti) ai punti di utilizzo, studiato appositamente per le problematiche ospedaliere di potenziale contaminazione della rete idrica e idoneamente testato e validato per la produzione di acqua priva di microrganismi. Da impiegarsi a valle dell'erogatore oppure in linea per le procedure di lavaggio e pulizia dei dispositivi medici.

In particolare per il trattenimento di Legionella il filtro è validato per una durata fino a 92 giorni.

1.2. Generalità

La potenziale contaminazione della rete idrica da microrganismi, e la crescente attenzione alle problematiche igienico sanitarie correlate alla qualità dell'acqua nelle strutture sanitarie e ricettive, rende di grande attualità l'applicazione di dispositivi filtranti per la produzione di acqua microbiologicamente controllata e scevra da rischi per gli utilizzatori da posizionare ai punti terminali oppure in-linea per il lavaggio e la pulizia dei dispositivi. In questa ottica è stato sviluppato un filtro con membrana filtrante da 0,2 μm + 0,1 μm assoluti e pre-filtro incorporato, al fine di poter garantire e combinare la richiesta di massima qualità a valle del dispositivo con l'ottimale durata nel tempo dei sistemi filtranti, realizzando un equilibrio ideale tra sicurezza ed economicità della soluzione proposta.

Lo strato di pre-filtrazione garantisce infatti una adeguata protezione della membrana filtrante finale da 0,1 μm che è stata validata con *Pseudomonas Aeruginosa* (ATTC 15442), *Bacillus Clausii*, *Mycoplasma*, *Carica Batterica Totale*, *Aspergillus Niger*, *Mycobacterium*, *Legionella* e per il *Trattenimento Assoluto dei Microrganismi Secondo lo Standard ASTM F 838-05 con Brevundimonas Diminuta*.

1.3. Modello

Water Filter 4 (uscita a flusso aumentato) – RUBINETTO/DOCCIA WF4C2S-DPSHF2222

1.4. Dimensioni



2. CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI

2.1. Applicazione e Descrizione d'uso

Produzione di acqua microbiologicamente controllata pronta all'uso da impiegarsi per le procedure di lavaggio e pulizia dei dispositivi medici per la prevenzione delle infezioni.

2.2. Test e Validazioni

- Validazioni specifiche per il trattenimento di batteri al passaggio del flusso:
 - Challenge batterico secondo il metodo standardizzato ASTM F838-05 rispetto a *Brevundimonas Diminuta*, Carica Batterica Totale e Test Legionella;
- Validazioni specifiche per la prevenzione alla contaminazione retrograda:
 - Test secondo ISO 22196
 - Test in condizioni d'uso con *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas Aeruginosa*, *E. Coli* e *MRSA*.
- Validazioni specifiche per la sterilizzazione dei dispositivi medici
 - Valutazione del Bioburden in conformità con ISO 11137-2:2015, ISO 11737-1:2006/AC:2009 e ISO 11737-2:2009

2.3. Portata

>15 litri/min (3 bar). Completo di raccordo HF.

2.4. Materiali

- Involucro in Polipropilene completamente liscio (nessun ristagno superficiale dell'acqua).
- Membrane filtranti: Pre-filtro in Polipropilene composito da 1 μm (superficie 1.000 cm^2) e membrana filtrante doppio strato in Polietersulfone da 0,2 μm (superficie 1.000 cm^2).
- Drenaggio e Sostegno: Polipropilene.
- Additivo batteriostatico non-migrante a base di ioni d'argento Biomaster® che inibisce la crescita batterica introdotta dall'esterno per un valore > 99% in tempi estremamente brevi (Certificate of Analysis IMSL), è efficace anche su lunghi periodi (92 gg) e rispetta tutte le Norme rilevanti per i biocidi;
- Involucro in Polipropilene per uso alimentare certificato non-trasparente, in grado di inibire la crescita di biofilm ed alghe all'interno del filtro agevolata dal passaggio della luce.
- Involucro in Polipropilene resistente ai detergenti e disinfettanti comunemente utilizzati per la pulizia delle superfici.
- Assenza di lattice: tutti i materiali impiegati sono LATEX FREE (Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici).

2.5. Massime condizioni di esposizione chimico-fisica

- Resistente all'esposizione con cloro (> 100 ppm/4 ore, clorazione shock);
- Resistente all'esposizione termica (> 70°C) in conformità alle Linee Guida Ministeriali;
- Temperatura massima di entrata (75°C) per tutta la durata del filtro;
- Resistente alla Pressione di Esercizio di 5 BAR;
- Resistente ad acqua con pH fino a 13 (1h/24°C).

2.6. Ingresso e Uscita

- Ingresso: CPC/HF universali, compatibili con ogni rubinetto, con e senza dispositivo Aquastop;
- Uscita: Diretta.
- Protezione immediata anche in situazioni di emergenza contaminativa.

3. IMPATTO AMBIENTALE

Al fine di dare concreto seguito alle disposizioni europee sul “Consumo e Produzione Sostenibile” (COM 2008/397 “Piano d’azione per il Consumo la Produzione Sostenibili e la Politica Industriale Sostenibile”), che hanno avuto come conseguenza l’entrata in vigore della Legge 221/2015 (Collegato ambientale) e del nuovo “Codice degli Appalti” (Dlgs. 50/2016), che obbliga tutte le Pubbliche Amministrazioni ad introdurre una quota di prodotti e servizi “green” nei propri acquisti (GPP, Green Public Procurement), abbiamo ritenuto doveroso realizzare un processo produttivo ed un prodotto finale in grado di soddisfare tali requisiti, attraverso scelte eco-orientate.

- L’additivazione con gli ioni d’argento è in grado di proteggere e prevenire una eventuale contaminazione dell’involucro, sia interno che esterno, oltre alla retro contaminazione della rete idrica ed una potenziale crescita batterica interna al filtro;
- Tale additivo è sicuro ed efficace con oltre 50 tipi di batteri differenti tra cui E. Coli, MRSA, Campilobacter, Listeria, Candida Albicans, Legionella, Pseudomonas, Salmonella ecc., con azione antibatterica stabile e duratura;
- I materiali impiegati ed il ciclo produttivo coinvolto sono conformi alle più restrittive normative internazionali (FDA, EPA, NSF, ISO 22196, ISO 10993);
- La riduzione del peso dei nostri filtri ha consentito un impiego ridotto di materiale plastico e quindi un ridotto consumo di risorse in fase di trasformazione;
- Il materiale termoplastico impiegato utilizza componenti con Marchio di Conformità Ecologica denominato “Plastica Seconda Vita” (PSV) certificando così un prodotto in cui la materia plastica riciclata impiegata per la realizzazione del manufatto, proveniente da postconsumo o da scarti pre-consumo o da loro miscele, è identificabile, rintracciabile e quantificabile in modo da consentire a produttore e consumatori di operare scelte eco compatibili ed attuare comportamenti rispettosi dell’ambiente;
- Il volume degli imballaggi è stato progettato per ottimizzare l’impatto ambientale minimizzando le materie prime e l’impiego di mezzi di trasporto;
- Il nostro progetto di recupero a fine vita dei filtri terminali usati consente di ridurre l’inquinamento ambientale da rifiuto in plastica ed il recupero intelligente e controllato dei materiali riciclabili;
- I materiali di costruzione consentono lo smaltimento, quale rifiuto urbano.

4. SICUREZZA

4.1. Caratteristiche

- Ingombro ridotto (soli 84 mm di lunghezza dall'innesto con il raccordo per rubinetto) così da consentire un comodo risciacquo specie delle mani al di sotto del rubinetto;
- Confezione primaria: Monouso, Singola, Sterile, Apirogena;
- Confezione secondaria: scatole da 4 pezzi singoli;
- Etichettatura univoca identificata da numero di lotto e numero di serie per ogni singolo filtro e conforme alle normative vigenti;
- Foglio illustrativo in lingua italiana ed inglese per ogni confezione;
- Doppia etichetta idrorepellente per agevolare la registrazione e tracciabilità;
- Riduttore di flusso integrato;
- Sterilizzazione a raggi gamma in conformità alla Farmacopea Ufficiale;
- Sistema di protezione della contaminazione retrograda;
- Il filtro e i raccordi garantiscono un minimo ingombro;
- Il filtro non è rigenerabile;
- Durata massima: 92 giorni;
- Scadenza 36 mesi dalla data di sterilizzazione;
- Se conservati all'interno della confezione originaria in ambiente pulito e asciutto a normali condizioni di stoccaggio (-5°C / 45°C), i filtri assoluti terminali monouso della linea SBS WFC2 mantengono la loro integrità.

4.2. Etichetta

 Medical Water Filter		 0476	REF WFXC2S-DPSHF-XXXX
		 STERILE R	
LOT XXXX SN XXXX			LOT XXXX SN XXXX
		 Nuova S.B. System S.r.l. Via de Vizzi, 90 20092 Cinisello Balsamo MI - Italy	
		DATA INSTALLAZIONE: / / DATA FINE VALIDITÀ: / /	

Etichetta Confezione Monouso

 MEDICAL WATER FILTER		 0476	LOT XXXX SN XXXX	DATA INSTALLAZIONE: / / DATA FINE VALIDITÀ: / / 
REF WFXC2S-DPSHF-XXXX		 STERILE R		
		 Nuova S.B. System S.r.l. Via de Vizzi, 90 20092 Cinisello Balsamo MI - Italy	Removal Rating 0.X / 0.X µm abs. Max. Operation Temp. 75 °C	

Etichetta sul Filtro

5. CONFORMITÀ

Marcatura  0476 ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i

6. GARANZIA E PRESTAZIONI

- La qualità dei materiali impiegati è conforme allo standard USP <88> e la qualità degli stessi e del ciclo produttivo sono conformi alle normative internazionali;
- La fabbricante Nuova S.B. System progetta, fabbrica, controlla, commercializza ed effettua il servizio sui propri sistemi filtranti in conformità alle normative ed agli standard vigenti;
- La fabbricante Nuova S.B. System progetta, fabbrica e commercializza i propri sistemi filtranti in conformità alle normative ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e Direttiva 93/42/CEE;
- Hangzhou Cobetter Filtration Equipment Co.,Ltd ha effettuato la validazione dei sistemi filtranti in conformità al metodo standardizzato ASTM F838-05 per Challenge batterico rispetto a Brevundimonas Diminuta (ATCC 19146);
- Hangzhou Cobetter Filtration Equipment Co., Ltd. effettua un controllo di qualità individuale che consente di garantire la riproducibilità delle prestazioni e di confermare la capacità di ritenzione batterica (10^7 microrganismi per cm^2 di superficie filtrante a $0,2\mu\text{m}$) e l'integrità dell'apparato filtrante stesso in accordo con ASTM F838;
- Hangzhou Cobetter Filtration Equipment Co.,Ltd, certificato ISO 9001/2008, progetta, produce e testa i sistemi filtranti.

Le informazioni contenute sono state verificate e ritenute corrette alla data di emissione. I dati contenuti possono subire variazioni in funzione dell'eventuale evoluzione tecnologica o successive modifiche intervenute.



Nuova S.B. System S.r.l.
Via de Vizzi, 90 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02.91474579 Fax: 02.93664575 info@sbsystem.it

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Filtri per Acqua potabile Microbiologicamente controllata ad uso Ospedaliero
mod. WFXC2S (Water Filter)

I Filtri mod. WFXC2S (Water Filter) per acqua sono Filtri per la totale rimozione di **Legionella, Pseudomonas, Serratia, Micobatterio, Escherichia Coli, Mycoplasma** e dei **Batteri** in genere dell'acqua ai Punti di Utilizzo e specificatamente studiati, prodotti e validati per applicazioni ospedaliere. **Disponibili nelle versioni rubinetto e doccia.**

MATERIALI

Tutti i Materiali a contatto con i fluidi sono risultati conformi ai test **USP Classe VI** ed agli **Standard FDA**. I Filtri mod. WFXC2S sono inoltre validati in conformità agli Standard richiesti dalla EEC.

I Filtri per acqua mod. WFXC2S (Water Filter) sono progettati e prodotti avvalendosi di Sistemi di Qualità approvati secondo **ISO 9001**.

Tutti i Componenti e Materiali sono privi di Lattice (Latex Free).

QUADRO NORMATIVO

I Filtri, da impiegarsi a valle degli Erogatori (Docce o Rubinetti) sono conformi a quanto stabilito dalle Normative vigenti in termini di Sicurezza, Igiene e Prevenzione delle Infezioni veicolate dall'acqua; in particolare, sono conformi ed aderiscono perfettamente alle indicazioni riportate ed agli Standard richiesti da:

- Linee Guida per la Prevenzione e Controllo della Legionellosi del maggio 2015;
- D.Lgs. nr.31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i.;
- D.Lgs. del 2 febbraio 2002 e s.m.i.;
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- Direttiva CEE 93/42 e s.m.i. (solo Mod. WFC2S)
- Normativa Europea CE 1935/2004 e s.m.i.

Responsabile Qualità: _____



NUOVA S.B. SYSTEM S.R.L.

Via De Vizzi, 90

~~20092 CINISELLO BALSAMO (MI)~~

P. IVA & C.F.: 02223180395

CERTIFICATO DI GARANZIA DELLE PRESTAZIONI

Filtro per Acqua potabile Microbiologicamente controllata ad uso Ospedaliero **SBS-WFS**

Il sottoscritto Ing. MASSIMO ALGHISI, nato il 26.07.1972 a CREMONA (CR), in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della società NUOVA SB SYSTEM SRL con sede in VIA DE VIZZI 90 CINISELLO BALSAMO, partita IVA e Codice Fiscale 02223180395, Pec: nuovasb@registerpec.it, e-mail info@sbsystem.it, Tel/Fax 02.91474579

DICHIARA

Che i filtri mod. SBS-WFXC2S per acqua sono Filtri per la totale rimozione di **Batteri** dell'acqua ai Punti di Utilizzo e specificatamente studiati, prodotti e validati per applicazioni ospedaliere. **Disponibili nelle versioni rubinetto, in linea e doccia.**

Durata: 62 gg

VALIDAZIONI E CONTROLLI DI QUALITÀ IN PRODUZIONE

Test d'Integrità in Conformità agli Standard: Ogni filtro viene controllato individualmente in produzione per garantirne l'Integrità in conformità alla **ASTM F838-05**.

Validazione Microbiologica: Il Filtro mod. SBS-WF è stato specificatamente validato per la rimozione della *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella spp*, *Mycoplasma*, *Citrobacter sp.* e **Batteri**.

Tutti i Materiali a contatto con i fluidi sono risultati conformi ai **Test USP Classe VI** ed agli **Standard FDA**.

I Filtri per acqua mod. SBS-WFS sono progettati e prodotti avvalendosi di sistemi di qualità approvati secondo **ISO 9001**

Confezionamento: Il Filtro Monouso mod. SBS-WFS viene fornito in Confezione Singola a Saldatura controllata. Ogni confezione contiene informazioni sul Prodotto secondo le vigenti Normative.

Quanto sopra è riferito ai seguenti modelli di filtri

CODICE	WF1C2S, WF2C2S, WF3C2S, WF4C2S
N°LOTTO	/
CLIENTE	/
BOLLA N°	/
DATA	/

Responsabile Qualità:



NUOVA S.B. SYSTEM S.R.L.

Via De Vizzi, 90
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
P. IVA & C.F.: 02223180395

Spett.le
ASL NAPOLI 3 SUD

Oggetto: 3143039: Acquisto, montaggio, manutenzione con ritiro e smaltimento di n.700 filtri anti-Legionella presso il P.O. di Nola per un periodo di mesi 12

Il sottoscritto **Calogero Bongiovanni**, nato a Mazzarino (CL) il 28/04/1958, residente in Cinisello Balsamo (MI) alla Via Zandonai n. 8, con Codice fiscale **BNGCGR58D28F065G**, nella sua qualità di **amministratore unico** della società **BIOH GROUP FILTRAZIONE s.r.l.**, con sede in **Cinisello Balsamo (MI) Via Margherita De Vizzi Viganò n. 90, cap 20092**, regolarmente iscritta alla **C.C.I.A.A. di Milano – Monza/Brianza – Lodi** con n. **10621160968** e n. **REA 2545383**, avente numero di **Partita I.V.A e Codice Fiscale 10621160968**, **telefono 02/91474574**, **fax 02/93660785**, e-mail info@biohfiltrazione.com – p.e.c. biohgroupfiltrazione@pec.it, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che la tutta la documentazione Amministrativa, Tecnica ed Economica, allegata alla documentazione di gara e relativi allegati, racchiude "segreti tecnici propri della ns. azienda frutto di investimenti e ricerca quali l'ottimizzazione del servizio offerto, la dettagliata descrizione degli accorgimenti e materiali tecnologicamente avanzati adottati ed offerti, l'implementazione di innovativi sistemi per la tracciabilità del servizio, know-how tecnico e commerciale coperto da segreto tecnico e industriale".

Ci preme ricordare che, ai sensi dell'Art. 24 della Legge 241/90 (esclusioni), il diritto di accesso è escluso "Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile".

Quanto sopra è suffragato anche dalla Delibera n 395 del 12 aprile 2017 dell'ANAC, per cui <<è legittimo il diniego opposto dalla stazione appaltante alle richieste di ostensione della documentazione tecnica rispetto alla quale l'operatore economico aggiudicatario ha ritualmente espresso la volontà che fosse sottratta all'accesso agli atti in quanto contenente segreti tecnici appartenenti al proprio know now industriale e commerciale, quando l'istante non abbia dimostrato l'effettiva utilità di tale documentazione rispetto all'indizione di uno specifico giudizio>>.

Nella documentazione fornita, sono contenute tutte le informazioni salienti dei prodotti offerti per il servizio, identificandone quindi tutte le caratteristiche che possono risultare di valore e commercialmente competitive in riferimento all'offerta. Per tale ragione costituiscono un segreto tecnico-commerciale che si vuole mantenere riservato, a titolo di esempio non esaustivo:

- **ci sono i riferimenti alla dimensioni e caratteristiche.** Tali riferimenti costituiscono un **elemento di progettazione che stante la sua importanza, si vuole mantenere riservato;**
- **sono riportati diversi parametri critici** la cui individuazione è cruciale per la corretta riuscita del trattamento e rappresentano il **frutto di ricerche e validazioni per i quali la scrivente società e la società**

BIOH GROUP FILTRAZIONE S.R.L.

+39 02 91474574
+39 02 93660785
info@biohfiltrazione.com
biohgroupfiltrazione@pec.it

www.biohfiltrazione.com
www.bioh.info Sede Legale e Sede

Sede Legale:
Via Margherita de Vizzi Viganò, 90
20092, Cinisello Balsamo (MI);

C.F. e P.I. 10621160968



ISO 16636:2015



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

fabbricante hanno investito sia economicamente che in termini di risorse umane. **Per tale ragione si ritiene che tali informazioni debbano essere ritenute riservate;**

- sono riportati tutti i **referimenti del fabbricante e del produttore e per tale ragione, essendo presenti dei rapporti commerciali di esclusiva, tutte le informazioni ivi contenute sono da considerarsi riservate e rientranti nella tipologia del segreto commerciale;**
- viene analiticamente descritto il **modus operandi della Bioh Filtrazione nell'ambito dell'esecuzione del servizio in parola e di altri servizi similari, vengono descritte le procedure di qualità proprie della nostra organizzazione, da noi implementate e che sono frutto di anni di esperienza e di test clinici di validazione, che hanno comportato investimenti in termini economici e di risorse umane. Inoltre vi sono riferimenti espliciti alle caratteristiche e modalità di utilizzo delle piattaforme gestionali, sottoposta a licenza di utilizzo, messe a disposizione del servizio. Per tali ragioni tutte le informazioni contenute in questa parte di documento si vogliono mantenere riservati in quanto da considerarsi un segreto tecnico commerciale.**

Essendo stata omessa l'intera documentazione si ritiene di non dover allegare nuovamente la documentazione contenente gli omissis anche in considerazione del peso del file
Inoltre con la presente **si estende sin d'ora il divieto all'estrazione di copia e/o visione anche a tutta la documentazione relativa alla giustificazione del prezzo offerta** che eventualmente ci verrà richiesta, in quanto contenente dati relativi alla propria organizzazione interna e processi produttivi configurati per l'esecuzione di commesse similari (prevenzione legionella) che costituendo segreto tecnico commerciale si vogliono.

Cinisello Balsamo (MI), 01/09/22

BIOH GROUP FILTRAZIONE s.r.l.

l'amministratore unico

(Calogero Bongiovanni)

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.